

Fsp1/S100A4 بـنرأل دادصأ P26447 - ةلـسننلا ةددعتـم

رصننعل مقرر: CM0019867



ةمدقم

ةددعتـم ةداضملا ماسـجأل ةحص نم ققحتلا مت اهمادختسأل FSP1/S100A4 بـنرأل ةلـسننلا ءايـمـيـكـل/ةـيـولـخـل ةعانملاو، نرتسي وةـطـلـي ءيـجـيـسنـنـل ءايـمـيـكـل و، ءيـعـانـمـل ءيـولـخـل زتمملا ءسيـاقـم و، حـئـارـشـلـي لـع ءيـعـانـمـل فـشـتـكـي .مـيـزـنـإـلـب طـبـتـرمـل ءيـعـانـمـل و هو، يرأفلاو يرشـبـل S100A4 نـيـتـورـب ءيـكـرـح يـف كـراشـي مويـسـلـكـل طـبـار نـيـتـورـب ثـاـبـأ و، ءيـالـخـلـل جـمـرـبـمـل تـومـلـو، ءيـلـخـلـل نـاـطـرسـل راشتـنـا.

ديزمل فرعا

ةمـلـعـمـل	ةمـيـقـل
جـنـمـل مـسـا	ةلـسنـنـل ةددعتـم بـنـرأـل دادصأ FSP1/S100A4
يـرـخـأ ءامـسـأـطـاـحـالـم	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
يـحـلـ نـئاـكـل	ناسنإل
مـجـلـال فرعم (ناسنإل)	6275
مـجـلـال فرعم	6275
يـعـانـمـل دصـتـسـمـل	يرشـبـل FSP1/S100A4 نـيـتـورـب نم 1-101 ءيـنـيـمـأل ضامـحـأل قـبـاطـم لـسـلـسـت يـلـع يـوتـجـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب فـلـتـؤـم نـيـتـورـب (NP_002952.1).
رـدصـمـل	بـنـرأـل
ةـئـفـل	ةلـسنـنـل ةددعتـم ءداضم ماسـجأ
قـيـبـطـتـل	طـبـتـرمـل ءيـعـانـمـل زتمملا ءسيـاقـم، حـئـارـشـلـي لـع ءيـعـانـمـل ءيـجـيـسنـنـل ءايـمـيـكـل، ءيـعـانـمـل ءيـولـخـل ءايـمـيـكـل/ةـيـولـخـل ءعانملا، نرتسي وةـطـلـي مـيـزـنـإـلـب
عـطـاقـمـل لـعـافـتـل	رأفلا، ناسنإل
SWISS	P26447
يـئـيـزـجـل نـزولـي نـيـتـورـبـلـل	نوتلاد وليك 12
حـشـلـل	جـلـت سـيـك