


Fxr1 Rabbit Pab - P51114

رخصن عل مقو: CM0019683



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنللا ددعتم داضم WB-ل ه نم ققحتل مت (P51114) يرشب ال Fxr1 عم لدابتم لكشب لعافتي. ELISA و IF/ICC و ةمچرت ميطننت ةساردل ديفم. ذجل او رأف ال ةببصل ال ايلخل نيوكتو، لئاسرل زيمرت، 70: عقتوتم ال يئيزجل نزلو. اتالضعل روطتو نوتلاد وليك.

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جت نمل مسا	FXR1 Rabbit pAb
راعتسم س/اتاطحال م	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
عونل	ناسن
نجل ال فرعم (ناسن)	8087
نجل ال فرعم	8087
دضتسم ال	(NP_001013456.1) يرشب ال FXR1 نم 310-539 ةني مأل اضا مأل عم قفاوتي لسلسلتي لعي يوتحي بيكرتل داغم يجام دن نيوتوب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسنللا ةددعتم دادضا
قبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتم لعافتل	ذجل، رأف، ناسن
SWISS	P51114
نيوتوب ال نزلو	70kDa
نحشل	جلت ةببصل