

Fyn J- Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

رصدنعل مقرر: CM0021486



مقدم

Fyn مص بنرأل نم ةللسنل ددعت ماضم مسج WB, IHC, If/Icc, ELISA. يرشب ال يرشب ال (P06241)، ف هرابتخا مت، يرشب ال يرشب ال فyn سل فرعتي. يرشب ال فyn زانفك وه Fyn. فذجل او يرأفل او تاراشف ف كراشي Src ةلئل لبق تسمل ةف طول او، ةفانملا ةباجتسال، ايلال ملعو ماروأل ملع ثاأبأل يلاثم. ةفبصعل ةفانملا.

دزملا فرعا

لماعمل	همقل
جتنملا مسا	Fyn Rabbit pAb
راع تس م س/اتاطحال م	SLK; SYN; p59-FYN; Fyn
عاونال	Human
GenelD (يرشب)	2534
GenelD	2534
دصت سمل	(NP_002028.1) يرشب ال Fyn نم 200-300 ةفنملا صامحال لخل لسلسل عم قفاوتف فعانط صا دتت ب
ردصملا	Rabbit
ةفلا	Polyclonal Antibodies
قبططلا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقتل لعافتلا	Human, Mouse, Rat
SWISS	P06241
نثو ربلال نزو	61kDa
لشلا	Ice bag