


ج. Galectin 3/Lgals3 مض بنراً نم ةليسننل ايداحاً داضم مسج Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17931

مقرر: CM0002544



ةمدقم

دض بنراً نم ةليسننل ايداحاً داضم مسج
Galectin-3 (LGALS3, MAC2) يرش بل WB, IHC-P, IP, ELISA.
ذرجل او رأفل اعم بل اصتم لكش بل لعافت
قاصتل ال او اطرس لل او باهتل ال اناح بل بسانم
يولخل.

ديزمل فرعا

راي عم ال	ةم ي. ال
جت نم ال مس	Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb
ةراعت سم ءامس/اتاطحال م	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
عاون ال	ناسن
ني ج. ال فرع م (GeneID)	3958
دصت س. ال	دض بنراً نم 1-100 ةني مأل اصحال ل لسلست عم قفاوتي يعانطصا دي تبب يعانطصا دي تبب (P17931) يرش بل Galectin 3/LGALS3
ردص ال	بنراً
ةئف ال	ةليسننل ايداحاً داضم مس
قي بطت ال	WB, IHC-P, IP, ELISA
بل اصتم لعافت ال	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	P17931
ني توربل نزو	26kDa
نحش ال	جلت سيك