

Haus8 Rabbit Pab For Wb - Q9BT25

رقم المنتج: CM0027364



مقدم

و WB و IF/ICC لاهتجالص نم ققحتالمت
نم ةليسنال ددعتم دادضأل اذه فرعتي،
ELISA، يرأفل او يرشبال HAUS8 ىلع بنرأل،
ماسقنال لزغم عيجمت لوح ثاحبال معدې امم
ماسقنال او، يزكرمال مسجال ةمالسو، يلفتال
يمزال بوتيسال يولخال.

ديزمال فرع

لماعمال	ةميال
جتنمالمسا	HAUS8 Rabbit pAb
راعتسمس/ساتاطحال	DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8
عونال	ناسنإ
نيجال فرعم	93323
نيجال فرعم	93323
دصتسمال	يرشبال HAUS8 نم 166-410 ةنيمالا صامحال عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتال داغم يجامدن نيوتوب (NP_219485.1).
ردصمال	بنرأ
ةئفال	ةليسنال ددعتم دادضأ
قبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقمталعافتال	رأف، ناسنإ
SWISS	Q9BT25
نيوتوبال نزو	45kDa
نحشال	جلت سيك