


Hdac2 بـنرأال Pab - Q92769

رصنع ال مقرر: CM0019668



ةمدقم

HDAC2 دض بـنرأال ةلـسـنـلـا دـيـو دـاـضـم مـسـج
WB، IHC-P، IP، لـ (2 نـوـتـسـيـه لـيـتـيـسـأـيـد)
ELISA. يرأفـال، يرشـبـال HDAC2 فشـكـي
شـحـبـلـل بـسـانـم. (نـوـتـلـاد وـلـيـك 55~) يـمـوـثـرـجـال
نـيـتـامـوـرـكـلـل او يـنـيـجـالـل يـثـارـولـا

ديزمـال فرعا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جـنـمـال مـسـا	HDAC2 بـنرأال pAb
ةراعتسم ءامسأ / تاطحال م	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
عون ال	يرشـب
نـيـجـال فرعم (يرشـب)	3066
نـيـجـال فرعم	3066
يعانمـال دصتسمـال	يرشـبـال HDAC2 (NP_001518.3) مـ 390-488 نـيـمـالـا صـامـأـلـا مـضـلـسـلـسـتـعـم قـفـاوـتـي يـعـانـطـصـا دـيـتـبـب
ردصـال	بـنـرأ
ةئـفـال	لـئـاسـنـلـا ةدـدـعـتـم ةدـاـضـمـال مـاسـجـالـا
قـيـبـطـالـا	WB، IHC-P، IP، ELISA
لدابتـال لغافتـال	يـمـوـثـرـج، يرأف، يرشـب
SWISS	Q92769
نـيـتـوـرـبـال نـزـو	55 نـوـتـلـاد وـلـيـك
نـحـشـالـا	جـلـت سـيـك