


J- Hdac9 - Q9Ukv0 ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0006510



ة م د ق م

J- ة د و ج ل ي ل ا ع ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج HDAC9 ، ي ب ر غ ل ف ا ش ن ل ق ر ط ل ص ص خ م ، ة د م ج م ل ا ع ج س ن أ ل ي ل ع ة ي ع ا ن م ل ا ي م ي ك ل ، ة ي و ل خ ل ا ة ي ع a ن م ل ا ي م ي ك ل / ي ع a ن م ل ا ق ل أ ت ل ف ش ك ي . ة ي م ي ز ن إ ل ا ة ي ع a ن م ل ا ة س ي ا ق م ل ا و ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ن a س ن إ ل د ن ع HDAC9 Q9UKV0 - ي خ س ن ل ا و ي ن و ل ل ي ث a ر و ل م ي ط ن ت ل

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	J- Hdac9 ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج
ة ل ي د ب ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
ع و ن ل ا	ن a س ن إ ل ا
م (ن a س ن إ ل د ن ع) ن ي ج ل ا ف ر ع م	9734
ن ي ج ل ا ف ر ع م	9734
ي ع a ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ي ع a ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ف ي ن ص ت ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة د ي ح و د ا ض م ل ا م a س ج أ ل ا
ت a ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ، ن a س ن إ ل ا
SWISS	Q9UKV0
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 111
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك