

H1T J- Wb, If-P, Elisa - Q07133

CM0023318: رصنع ال مقرر

مقدم

بنرأل نم ةدوأل ال لاع ةللسنل ددعت م داضم ققحتل مت ،ةلصلاب صاأل H1t نوتسسه دض تانفع ف ELISA و IF-P، WB- ل هتص نم اأبأ اأقالب طلل لالام—نأرأل و نأرأل IVD. لالال ماسقن و نأرأل

ألمل فرع

لماعل	ةملل
ألمل ملسا	H1t نوتسسه دض بنرأل نم (pAb) ةللسنل ددعت م داضم
راعس م س/اأطال م	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Histone H1t
عأوال	أف
أرسل فرع (أرسل)	H1
أرسل فرع	107970
دضس م	أعأطصا دأبب
أرسل	أرأ
ةأل	ةللسنل ددعت م داضم
أأطال	WB, IF-P, ELISA
عأاقألمل لعاأل	أرأ، أ
SWISS	Q07133
أأرأل نأرأ	22kDa
أأل	ألأ سأك