

Hla-G Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17693

رخصن عل مقرر: CM0029110



ةمدقم

دض بنرأل نم ةلئسنل ةددتم ةداضم ماسجأ لئللحتل اهنم ققحتل مت، يرشبل HLA-G ةنقتو (Western blot) يعانم لبئسرتل رألل عم لدابت لكشب لعافتت. ELISA دنع يعانم لحماستل ةسارل ةديفم، ذرل او، لئسانتل ةعانم ملعو، نئنجل او مأل ةهجو، نزول. ةيعانم لشئتت طاقن ثاحبأو، نوتلاد وليك 38 عقتوم لئئئزل.

دئزم لفرع

راي عم ل	ةمئل
جت نم ل مسا	HLA-G Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطح الم	MHC-G; HLA-G
عاون ل	ناسن
GeneID (Human)	3135
GeneID	3135
دصتسم ل	يرشبل HLA-G نم 20-230 ةئئمأل ضامأل عم قفاوتئ لئسلست لئل ةوتئ فلئتؤم ةدام دن نئتورب؛ فلئتؤم نئتورب (NP_002118.1)
ردصم ل	بنرأ
ةئل	ةلئسنل ةددتم ةداضم ماسجأ
قئبطل ل	WB, ELISA
عطاقتم ل لعافتل	ذر، رأل، ناسن
SWISS	P17693
نئتورب ل نزو	38kDa
نحش ل	جئت سئك