

Hnrnpm Rabbit Mab JJ- Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

رصدنعال مقرر: CM0003367



ةمدقم

يداحأ داضم مسج وه HNRNPM Rabbit mAb (78 kDa) ىلع فرعتي بنرأل نم ةلنسنل WB، ل- بسانم. ذجل او رأفل او ناسنل ا ف (kDa) IP، IHC-P، IF/ICC، و ELISA، ثاحبال معدو، انرلا لبق ام ميظنتب ةقللعتمل (pre-mRNA splicing) يغضمل اناطرسل دضتسملا ةراش او

ديزل فرعا

رايعل	ةمقل
جتنملا مسا	HNRNPM Rabbit mAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحال	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
عاونال	ناسن
ننجل فرعم (ناسن)	4670
ننجل فرعم	4670
دضتسملا	(P52272) يرشبال HNRNPM نم 200-300 ةننمأل اضاامأل لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلنسنل ةيداحأ ةداضم ماسجا
قبطتلا	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بالصتمل لعاقتلا	ذج، رأف، ناسن
SWISS	P52272
ننجل نزو	78 kDa
نجلال	جلت سيك