

Wb - ب لي لحتل ل Hoxb4 - ب ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج Elisa - P17483 و

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0002241

ة م د ق م

د ض ق ت ؤ م ب ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج
ن م ق ق ح ت ل م ت ، ي ر ش ب ل HOXB4 ن ي ت و ر ب
و ب ر غ ل ت و ل ب ل ا ب ل ي ل ح ت ل ل ه ت ي ح ا ل ص
ة ئ ف ن م خ س ن ل ل م ا و ع ة س ا ر د ل ب س ا ن م .
E L I S A .
ث ا ح ب أ ي ف (homeobox) ي ل ز ن م ل ق و د ن ص ل ل
ت ا ن ي ح ل م ي ط ن ت و ة ي و م ن ت ل ا ي ج و ل و ي ب ل .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل ا
ح ت ن م ل م س ا	HOXB4 Rabbit mAb
ة ر ا ع ت س م ء م س أ / ت ا ط ح ا ل م	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
ن ج ل ف ر ع م	3214
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل	(P17483) ي ر ش ب ل HOXB4 ن ي ت و ر ب ن م 100 ل ا 1 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ئ ف ل	ة ل ي س ن ل ا ة د ي ح و ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل ا
ت ا ق ي ب ط ت ل	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل	ي ر ش ب
ا ن ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	P17483
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 28
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك