

Hsc70/Hspa8 مضى ةليسنلا ددعت م بنراً داضم مسج
Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P11142 يف مادختسالل

CM0020556: رصنع لاقر



ةمدقم

نيوتروب دى قلىسننلا ددعت م بنراً داضم مسج
 ةمدصللا نيوتروب) يرش بلال Hsc70/HSPA8
 مت. (HSPA8، نوتلاد وليك 71 يف فرعملال اى رارحلا
 WB، IHC-P، يف مادختسالل هتحصنم ققحتلا
 ،رأفالا ةجسنأن عم لعافتى. ELISA، و IF/ICC،
 نى قفارملا ثا بأل بسانم. درقلاو، ذرلاو
 .داهج إلالو، يتاذلا ماهتلالو، نى ئىئىنجلالو

ديزمل فرعا

رأى عمال	معلومات
مستعمل	Hsc70/HSPA8 مصفوفة البروتينات ددت مبنياً داخل مسج
نوع/مستعمل	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
نوع	بروتين
مستعمل (بروتين)	3312
مستعمل	3312
مستعمل	(NP_006588.1) بروتين Hsc70/HSPA8 مستعمل نم 510-615 مسمى الأصل قابض لبروتينات
مستعمل	مبنياً
مستعمل	مصفوفة البروتينات ددت مبنياً داخل
مستعمل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
مستعمل	دق، ذبح، راف، بروتين
SWISS	P11142
مستعمل	نوتلاد وليك 71
مستعمل	مستعمل