


هيبيرال اليليسننل ةدعت م ةاضم الماسجأل Hsp27/Hspb1 P04792

CM0012905: رصنع لى مقر



ةمدقم

لـ يـ بـ رـ أـ ةـ لـ يـ سـ نـ لـ دـ دـ عـ تـ مـ دـ اـ صـ مـ سـ جـ
هـ تـ يـ حـ اـ لـ صـ نـ مـ قـ قـ حـ تـ لـ مـ تـ HSP27/HSPB1
ةـ يـ عـ اـ نـ مـ لـ اـ ءـ اـ يـ مـ يـ كـ لـ اـ وـ ، (WB) يـ بـ رـ غـ لـ خـ طـ لـ لـ
عـ مـ لـ عـ اـ فـ تـ يـ . ELISA رـ اـ بـ تـ خـ اـ وـ ، (IHC-P) ةـ يـ حـ يـ سـ نـ لـ
HSP27/HSPB1 (SWISS رـ جـ لـ اـ وـ رـ أـ فـ لـ اـ وـ يـ رـ شـ بـ لـ
P04792) ةـ يـ رـ اـ حـ لـ ةـ مـ دـ صـ لـ نـ يـ تـ وـ رـ بـ فـ دـ هـ تـ سـ يـ .
يـ فـ كـ رـ اـ شـ مـ لـ اـ يـ ئـ يـ نـ جـ لـ قـ فـ اـ رـ مـ لـ وـ هـ ، 1-اـ تـ يـ بـ
طـ وـ غـ ضـ لـ لـ ةـ بـ اـ جـ تـ سـ اـ لـ .

دي زملا فرعا

معلومات	الاسم
اسم	HSP27/HSPB1
الرمز / التسمية	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
النوع	بروتين
العدد (النسخ)	3315
النسخ	3315
المنشأ	(NP_001531.1) بروتين HSP27/HSPB1 يتورب 100 إلى 1 من نينمأل صامألأ نم لسلسل على يوتحي فلتؤم يجامدنأ نيتورب
الردص	نأ
الصفة	السلسلأة ددعت ماصألأ
التاقيط	WB, IHC-P, ELISA
اللداتمألأ	ذأ، رأف، برشب
زمر	P04792
نيتوربالأ	نوتأد وليك 23
النشأ	جألأ سأك