


يرشب ال مغي إ دض لئاسننل ددعت م داض م سح P01871 - ازيل إالو يبرغل يغانم لحي طلتل

رصنعل مقرر: CM0026493



مقدم

لئاسننل ددعت م داض م سح ل فدهتسي
تباثلل اقطنم ل يرشب ال مغي إ دض لئاسننل
يرشب ال مغي إ ل قثل ل سلسل (UniProt
P01871). مسحل اذه ل حالص نم ققحتل م
ف تاقبب طلل لئاسننل ددعت م داض م
و (Western blot) يرشب ال يغانم لحي طلتل
غانم ل ف ثحب ل ل رور و، (ELISA) ازيل إال
تاساردو، باب ال اخل ايجولوي ب، ل طلل
يغانم ل نيلولولغل لظو وة ن.

ديزم ل فرع

معلم	م ي ل
حتنم ل م سا	يرشب ال مغي إ دض لئاسننل ددعت م يبنرأ داض م سح
ل ي دب ا م سا / تاطحال م	MU; VH; AGM1; Human IgM
عون ل	يرشب
ن ج ل ل (رشب ل ل) فرع م	3507
ن ج ل ل فرع م	3507
يغانم ل دضتسم ل	(P01871) يرشب ال IGHM ن ج ل ل نم 213-453 لئاسننل ددعت م يغانم ل دضتسم ل
رصم ل	بنرأ
ل فة	لئاسننل ددعت م داض م سح
ق ب ط ل	WB, ELISA
لدابت ل ل اف ل	يرشب
SWISS	P01871
ن و ر ب ل ن و	ن و ت ل ل و ل ك 49
ل ش ل	ل ث س ك