

IL13 بـنرأل Pab - P35225

رصننعل مقرر: CM0022060



ةمدقم

IL13 دض بـنرأل نم ةلـسنل دـو داض مـسـجـ
WB، IHC-P، لـهـتـحـصـنـم قـقـحـتـلـمـتـ، يرشـبـلـ
بـسـانـمـ. رـأـفـلـا عـمـآـلـدـابـتـم لـعـافـتـيـ
ELISA. تـابـاـجـتـسـالـاـو سـسـحـتـلـبـاهـتـلـالـة سـاردلـ
Th2. ةـيـعـانـمـلـ

دـيـزـمـلـا فـرعـا

ةمدقم	ةمدقم
جـنـمـلـا مـسـا	IL13 بـنرأل pAb
راعـتـسـم مـسـا / تـاطـاـلـم	P600; IL-13; IL13
عـونـلـا	يرشـبـ
نـيـجـلـا فـرعـم	3596
نـيـجـلـا فـرعـم	3596
يـعـانـمـلـا دـصـتـمـلـا	يرشـبـلـا IL13 نم 146 لـى 25 نم ةـيـنـيـمـآـلـا ضـامـحـآـلـا عـم قـفاـوتـي لـسـلـسـتـى لـعـيـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـوربـ (NP_002179.2).
رـدـصـمـلـا	بـنـرـأ
ةـفـلـا	ةـلـسـنـلـا ةـدـعـتـم ةـدـاضـمـلـا مـاسـجـآـلـا
قـيـطـتـلـا	WB، IHC-P، ELISA
لـدـابـتـم لـعـافـتـلـا	يرـأـفـ، يرشـبـ
SWISS	P35225
نـيـتـوربـلـا نـزو	نـوتـلـاد وـلـيـك 16
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـك