


IL17A Rabbit Polyclonal Antibody - Q16552

رصدن عل مقرر: CM0016457



مقدم

تاقى بطلت IL17A Rabbit Polyclonal Antibody WB, IF-P, IHC-P, ELISA. يرش ب ال IL-17A فشك. باهت الال ةساردل يل اثم. يذجل او يرأفل او داضم ال عافدل او، Th17- ب طس و تم ال. يراه ظال زحاح ال ةمالسو، تابورك يملل

دى زم ال فرع

لم اع م ال	ه م ي ال
ج تنم ال مس ا	IL17A Rabbit pAb
راعت سم مس ا/ت اطح ال م	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
ع اون ال	ناسن
ن ج ال فرع م	3605
دصت سم ال	(NP_002181.1) يرش ب ال IL17A م 24-155 نى نى م ال اصاص ال ا ع قفاوتى لس لس ست ىل ع يوتجى بى كرتل دا ع م ج امدن ا نى تورب
ردصم ال	ب نرأ
هئف ال	ه لى سنن ال ةددعت م ةداض م اس جأ
ق بطلت ال	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ع طاق ت م ال ع افات ال	ذج، راف، ناسن
SWISS	Q16552
ن ي تورب ال نزو	18kDa
نحش ال	جلت سىك