


II21R Pab - Q9Hbe5 بنرأل

CM0026737: رصنع ال مقر



ةمدقم

لئاسن لاددعت م داضم مسج وه IL21R Rabbit pAb
لبقتسم فشكي، ELISA و WB ل دوجل ل ل ع
(CD360) يرأفلاو يرشبل 21 نيكولرنا
ةي و افم لل ايج ولوي بل ا ثا بل ل ل ا ث م
ضارم أ ل ا و .

دي زملا فرعا

العلامة	الاسم
مستضد	pAb IL21R
مستضد / تفاعل	IL21R, CD360, IMD56, IL21R
نوع	مركب
مستضد (مركب)	50615
مستضد	50615
مستضد	(NP_851565.4) مركب IL21R من 20-240 مستضدات مختلفة مع اختلافات في التسلسل على وجه التحديد مع مستضدات مختلفة
مستضد	مركب
نوع	لنقل المستضدات المستضدات
نوع	WB, ELISA
مستضدات	مركب، مركب
SWISS	Q9HBE5
مستضدات	مستضدات 59
مستضدات	مستضدات