

Ip3R J- Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج - Q14643

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0012402

ة م د ق م

IP3R د ض ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج WB, J- ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت . (ITPR1) ي ر ش ب ل ا ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . IF-P, IHC-P, ELISA. ة ك ر ا ش م ل ا م و ي س ل ا ك ل ا ة ا ن ق ف د ه ت س ي . ذ ر ج ل ا و ت و م ل ا و ا ي ا ل خ ل ل خ ا د م و ي س ل ا ك ل ا ت ا ر ا ش ا ي ف ج م ر ب م ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	IP3R ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ا ف ر ع م	3708
ن ج ل ا ف ر ع م	3708
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(Q14643) ي ر ش ب ل a IP3R ن م 2200-2300 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب - ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ا ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج , ر أ ف
SWISS	Q14643
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 314
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك