

Wb، Fc، Elisa - Itgb3 جـ بنرأل نم ةليسنل ددعت م داضم P05106

رصنع ال مقرر: CM0024490



ةمدقم

م ITGB3 جـ بنرأل نم ةليسنل ددعت م داضم عم لعافت ي WB، FC، ELISA. جـ هـ م ققحت ال Integrin beta-3 (CD61) نإ. ذرج، رأف، ناسنإل قاصتلال او ةيومدل حئافصل ا عي م جت ل ي رورض ةيصيخش تال ثاحبأل ل بسان م. يولخل

ديزمال فرع

لماعم ال	ةميقل
جتنم ال م سا	ITGB3 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحال م	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; integrin beta-3
عون ال	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	3690
دصتسم ال	ITGB3 (NP_000203.2) يرشب ال 21-718 ني مأل صامأل عم قفاوت ي لسلسل ي عل يوتحي بيكرت ال داعم ي جامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةليسنل ددعت م داضم
قبطت ال	WB, FC, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	P05106
ني تورب ال نرو	86kDa/87kDa
نحش ال	جلت سيك