


Elisa - J- Wb J- Jnk3 بنراً نم ةليسننل ايداحأ داضم مسج P53779

CM0003495: رصنع لاقر



مقدم

فدهتسي بنراً نم ةليسنلنل يداحأ داضم مسج Western blot - ل هنم ققحتل مت ، JNK3/MAPK10 رأفلو ناسنإل انيع عم لعافتي . ELISA و طيشننل تاراشإ لوح تاساردلل يل اثم . ذرجلو ، بي بصعل ايالخل تومو ، داهجإل نع ةجتانل ةيمويلا تاعاقيإل و .

ديزمل افرعا

لإم اعم ل	ةم ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	JNK3 Rabbit mAb
را ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	5602
ن ي ج ل ا ف ر ع م	5602
د ص ت س م ل م	(P53779) ير ش ب ل ب MAPK10 م 350-450 ة ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ا ط ص ا د ي ت ب
ل م ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة الف	ة ل س ن س ن ل ا ة د ا ح أ ة ا ص م م ا س ا ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ا ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P53779
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	44kDa
ل ح ش ر ل ا	ج ل ت س ي ك