


K48- طبارل ددحم ةلېسننل يداحأ بنراً داضم مسج P0CG47 - ني تيوكي بوي

رصننعل مقرر: CM0005308



ةمدقم

ةلېسننل يداحأل داضم ل مسجل اذه فشتك ي
يلوبل لسالس ددحم لكشب بنرألل
تانيع يف K48- ب ةطبترم ل ني تيوكي بوي
و IF/ICC، و WB، تاقببطل بسانم .ناسنإل
ولي ك ~26 فدهتسم ل ني توربل نزو .
نوتلاد (UniProt P0CG47).

ديزم ل فرعا

راي عم ل	ةمق ل
جت نم ل مسا	ني تيوكي بوي-K48 طبارل ددحم ةلېسننل يداحأ بنراً داضم مسج
رخأ مسا / تاطحال م	ني تيوكي بوي-K48 طبارل ددحم داضم مسج; HEL-S-50
يحل ناكلا	ناسنإل
نيحل فرعم	7314
يعانم ل دصتسم ل	(K48 طبار) ني تيوكي بوي ل ني تورب يل عيوتحي لسلستل قباطم يعانطصا ديتبب - يعانطصا ديتبب
ردصم ل	بنراً
ةئفلا	ةلېسننل ةديحو ةداضم ماسجأ
قبببطل	WB, IF/ICC, ELISA
يلدابتل لعاقتل	ناسنإل
SWISS	P0CG47
ني توربل نزو	نوتلاد ولي ك 26
نحش ل	جلت سيك