


Kcnc1 دص ةليسنال ةددعت م ةداضم ال ماسجال Wb و Elisa - P48547 رابتخال

رصنعل مقرر: CM0025424



ةمدقم

KCNC1 دص ةليسنال ةددعت م ةداضم مسج
WB و ELISA، رابتخال هتحص نم ققحتل مت
نارئفل او ناسنإل ربع قاطنل عساو لعافت عم
ةدمتعمل مويساتوبل ةانق فشكي. ناذرل او
ةجره هو، KCNC1 (Kv3.1) ةليسنال دهجل ال
ايلخل ال ف عيرسل اباطقتسال ةداغل
بسانم. قاطل ةليسنال ةليسنال
تانويال تاونقو باصعال ملع ثاابل

ديزل فرعا

ةمدعمل	ةمقيل
جتنم ال مسا	KCNC1 Rabbit pAb
ةليدن ءامسأ / تاطحال م	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
عونل	ناسنإ
ناسنإل (ناسنإل) فرعم	3746
ناسنإل فرعم	3746
يعانم ال دصتسم ال	(NP_004967.1) يرشب ال KCNC1 ل 100 إلى 1 نم ةليسنال ءامحال نمض لسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بئرأ
ةئفلا	ةليسنال ةددعت م ةداضم ال ماسجال
قبطتال	WB, ELISA
لدابتال لعافت ال	ذرج، راف، ناسنإ
SWISS	P48547
نوتوربال نزو	58 نوتلاد وليك
نحشال	جلت سيك