


Dync1H1 دى Kd قىدصم ال ةلېسنن ال يداح ال داضم ال مسجل ال Elisa - Q14204 و If/Icc و Ihc-P و Wb تاي نقتل

رقصنن عل مقرر: CM0009089



ةمدقم

KD قىدصم بنارأ ةلېسنن ال يداح داضم مسجل
يرشب ال DYNC1H1 نيتورب ال فدهتسي
و IF/ICC و IHC-P و WB تاي نقتل ل بسانم
يعون. ذجل اورأفل او ناسن إل عم لعافت. ELISA.
1. يمزال بوتيسي لل ليقث ال dynein.

دىزم ال فرع

ةمعل م ال	ةمق ال
جت ن م ال مس	DYNC1H1 دى بنارأ ال ةلېسنن ال يداح ال داضم ال مسجل ال [Kd قىدصم]
ةلېدب ءامس / تاطحال م	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT20; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1
عون ال	ناسن
م (ناسن إل) فرع م	1778
نيتورب فرع م	1778
يعانم ال دضتسم ال	(NP_001367.2) يرشب ال DYNC1H1 نيتورب ال م 210 ل 1 م ةنيم ال اضا حال لثم لسلست لىل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنارأ
ةف ال	ةلېسنن ال يداح ال داضم ال ماسجل ال
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذجل، راف، ناسن
SWISS	Q14204
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 532
نحش ال	جلت سيك