

## بنرأ ةلېسننل ديحو داضم مسج [Kd ةطساوب ققحتل مت] Elisa - Ihc-P و If/Icc و Ip و Wb تاقيبطت لل Mettl3 ل داضم Q86U44

رصننعل مقرر: CM0002609



### ةمدقم

دض بنرأل نم ةلېسننل ديحو داضم مسج ةيزيفحتل ةدحول) يرشب ال METTL3 ني تورب مت، (زاريفسنارت لېثيم نيزوني دأ-N6 ميزنل IP و WB تاقيبطت لل هتي حالص نم ققحتل ناسنلإ عم لعافتي. ELISA و IHC-P و IF/ICC خسننل دعب ام ثاحبأل يلاثم. ذرجلو رآفلو يوونل ضحمل ليدعت نمضتت تي تي نيجل تانيجل ميظنتو m6A يزوب رل.

ديزمل فرعا

| راي عم ال                       | ةمقو ل                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جت نم الم سا                    | METTL3 ل بنرأ ةلېسننل ديحو داضم مسج [KD ةطساوب ققحتل مت]                                         |
| ةراغتسم الم ءامسأل / تاطحال الم | M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3                                                         |
| عون ال                          | يرشب                                                                                             |
| ناسنلإل) نيجل فرعم              | 56339                                                                                            |
| نيجل فرعم                       | 56339                                                                                            |
| يعانم لدضتسم الم                | (Q86U44) يرشب ال METTL3 ني تورب نم 250 ل 2 نم ةني مأل ضامحال لسلسل عل يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب |
| ردص الم                         | بنرأ                                                                                             |
| ةئفا                            | ةلېسننل ةديحو و داضم الم ماسجأل                                                                  |
| قيبطت ال                        | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                     |
| لدابت الم لعافت ال              | ذرجلو، رآفلو، ناسنلإ                                                                             |
| زمر SWISS                       | Q86U44                                                                                           |
| ني تورب ال نزو                  | نوتلاد وليك 64                                                                                   |
| نحش ال                          | جلت سيك                                                                                          |