

يبنرأل يداأال داضمالم مسأال [Kd ةطساوب ققأأال مآ] Foxk1 - P85037

مصنوعالم مرق: CM0011817



ةمدقم

FOXK1 دض يبنرأ ةلئسن يداأ داضم مسأ
WB، IP، ءهأأال ص نم ققأأال مآ، يرشبال
IF/ICC، IHC-P، ChIP، ELISA. لعافأآ
، زوكولأل بالقتسا أأأال لآم. رأفأاو
، أأال مأهأال او، أالضعل زمامأ

دئمالم فرعأ

ةمدقمالم	ةمدقمالم
أأأال مأسا	FOXK1 يبنرأال يداأال داضمالم مسأال [Kd ةطساوب ققأأال مآ]
لئدب مأسا / أأأال مأسا	FOXK1L
عونالم	ناسنأ
نئأال فرعم (ناسنأ)	221937
نئأال فرعم	221937
نعانمالم دصأسمالم	يرشبال FOXK1 نم 733 ءل 600 نم ةلئمالم أأأال عم قفاوآ لسلست ءلغ ءوآأ فلأؤم ءأأمأأا نئوآب فلأؤم نئوآب (NP_001032242.1).
ردصمالم	بنرأ
ةفأه	ةلئسنل يداأال داضمالم مأسأال
قئبأأال	WB، IP، IF/ICC، IHC-P، ChIP، ELISA
لأبأأال لعافأال	رأف، ناسنأ
SWISS	P85037
نئوآب نؤو	نؤأال ءل 75
أأأال	أأأال سئك