

داضم الـ مسجـ الـ [Knockout] نـيـجـ الـ داـعـبـتـسـا نـم قـقـحـتـال مـت و Wb تـاقـيـبـطـتـلـل Cd133 لـ داـضـم الـ بـنـأـلـا ةـلـيـسـنـل ددعـتـم If/Icc و Ip و Elisa - O43490

رـصـنـعـال مـقـر : CM0015973

ةمدقم

قـقـحـتـال مـت ةـلـيـسـنـل ددعـتـم بـنـأـ داـضـم مـسـجـ (Prominin-1).
يرشـبـ الـ CD133 دـص هـجـوم هـنـم
(WB) يـبـرـغـال فـاشـنـل تـاقـيـبـطـتـلـل بـسـانـم
ةـيـولـخـال ةـيـعـانـم الـ ءـيـمـيـكـال / يـعـانـم الـ قـلـأـتـلـاو
ELISA؛ رـابـتـخـاو (IP) يـعـانـم الـ بـيـسـرـتـلـاو (IF/ICC)
يـلـاـثـم . ذـرـجـالو رـأـفـال عـم آـلـعـافـت بـيـجـتـسـيـو
نـاـطـرـسـلـاو ةـيـعـذـجـال اـيـالـخـال ثـاـحـأـلـ.

ديزم الـ فرعـا

ةمدقم الـ	ةمدقم الـ
جـنـم الـ مـسـا	CD133 لـ ةـلـيـسـنـل ددعـتـم بـنـأـ داـضـم مـسـجـ [Knockout] نـيـجـ الـ داـعـبـتـسـا نـم قـقـحـتـال مـت
ةـراـعـتـسـم الـ ءـامـسـأـلـا / تـاـطـاـحـالـم الـ	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROML1; MSTP061; 33
عـونـالـ	يرشـبـ
مـرـعـال (رـشـبـلـل) فرعـم	8842
نـيـجـال فرعـم	8842
يـعـانـم الـ دـصـتـسـم الـ	فـلـتـؤـم نـيـتـورـبـ
رـدـصـالـ	بـنـأـ
ةـفـة	ةـلـيـسـنـل ددعـتـم ةـداـضـم الـ مـاسـجـأـلـا
قـيـبـطـتـالـ	WB, IF/ICC, IP, ELISA
لـدـابـتـالـعـافـتـالـ	يـذـرـجـ، يـرـأـفـ، يـرـشـبـ
SWISS	O43490
نـيـتـورـبـالـ نـزـو	نـوتـلـاد وـلـيـك 97
نـشـالـ	جـلـث سـيـكـ