


Ki67 - J داضم ةلېسننل يداحاً داضم مسج [Ko نم ققحتل مت] J- Wb, If/Icc, Ihc-P, Mihc, Elisa - P46013

مصنع ال مقرر: CM0002758



مقدم

فدهتسي بنرأل نم ةلېسننل يداحاً داضم مسج ققحتل مت. رثاكت ةمالع وهو، يرشبل Ki67 ELISA، و WB، IF/ICC، IHC-P، mIHC، J- ه نم ةرود ثاحبأل بسانم. ذرل او رأفلا عم لعافت ي ةلخل.

ديزمل فرع

راي عم ال	هم ي ال
جتنم ال مس	بنرأل نم Ki67 ةلېسننل يداحاً داضم مسج [Ko نم ققحتل مت]
رخأءامس / تاطحالم	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
عون ال	يرشب
نيج ال فرع	4288
نيج ال فرع	4288
يعانم ال دضتسم ال	(NP_002408.3) يرشبل Ki67 نم 1200-1300 ةني مأل ضامأل نم لسلستل قباطم يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةلېسننل يداحاً داضم ماسجأ
قبطط ال	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
عطاقم ال لعافت	ذر، رأف، يرشب
SWISS	P46013
نيتوربلل يئيزجل نزل	نوتلاد وليك 359
نحش ال	جلت سيك