

هـنم ققحت الـ مت Kmt5C ـلـ داضـم ةلـيـسنـلـا ددعتـم داضـم مـسـج
 ةطـساوب Ko ـلـ Wb، Elisa - Q86Y97

CM0023237: رصنعلا مقر



ةمدقم

مت KMT5C -ل داضم ةليسننل ددعتم داضم مسج ELISA و WB -ل KO ةطساوب هنم ققحتل لېثيم فدهتسي .رأفلاو ناسنإل عم لعافتي (KMT5C (SUV420H2 نوتسهل زاريفسنارت ضحمل حالصإو نيئاموركال ميطنت تاساردل .يوونل

ديزمل ا فرعا

رایع عمل	ةم یق ال
ج ت ن م ل م س ا	KMT5C pAb ب ن ر ا د ا ض م س ج [KO ة ط س ا و ب ق ق ح ت ل ت م ت]
ی ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ی ج ل ا ف ر ع م	84787
ی ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(NP_116090.2) ی ر ی ش ب ل ا KMT5C ن ی ت و ر ب م 100-200 ة ی ن ی م ا ل ا ض ا م ح ا ل ا ن م ض ل ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ی ع ا ن ط ص ا د ی ت ب ب ی ع ا ن ط ص ا د ی ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ا ل ف ا	ه ل ی س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ص م ا س ا ح ا
ا ل ی ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ا ل ی ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر ا ف , ن ا س ن ا
SWISS	Q86Y97
ا ل ی ن ی ت و ر ب ل ل ی ئ ی ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ی ک 52
ا ل ح ش ل ا	د ی ر ب ت س ی ک