

دعتم Pepck/Pck2 داضم [KO] ةطساوب ققحتل مت Q16822 - ب نرأ نم تادضتسم ل رصنع ل مقرر: CM0020733

ةمدقم

دعتم داضم نم KO ةطساوب ققحتل مت
PEPCK/PCK2 فدهتسي ب نرأ نم تادضتسم ل
، ذرل او ، رأف ل ، ناسن إ ل عم لعافت ي . يرش ب ل
ةادأ . WB ، IHC-P ، IF/ICC ، IP ، ELISA . ل بسانم
ايالخل تومو ، ركسل ل تادحتسا ةساردل ةيحثب
اي رذنوكوتيم ل ل يئاذغل ل ل يثمتل او ، ةيديدل

ديزم ل فرع

لم ل م ل	ةم ي ل
جت نم ل م سا	ب نرأ نم دعتم داضم [KO] PEPCK/PCK2 ةطساوب ققحتل مت
راع تسم م س / ات ا ط ا ح ا ل م	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
عون ل	ناسن إ
م ج ل ا فرع م	5106
م ج ل ا فرع م	5106
دض تسم ل	يرش ب ل PEPCK/PCK2 نم 1-280 ةني م أ ل ا ضام أ ل ا عم قفاوت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا داغ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_004554.2)
ردص م ل	ب نرأ
ة ف ل	تادضتسم ل ةدعتم دادضأ
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا لع ا ف ت ل	ذرل ، رأف ، ناسن إ
SWISS	Q16822
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	71kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك