

ل- داضم ال يبنرأل لسنل يداحل داضم ال مسجل ال [Ko ققحُم] Shmt2 Wb، If، Ihc، Elisa - P34897 ب لي لحتل

مصنوع ال مقرر: CM0008460



مقدم

SHMT2 ل- داضم يبنرأل لسنل يداحل داضم مسجل
WB، IF، IHC، ELISA. ب لي لحتل KO ققحُم
يذجل او يرأفل او يرش ب ال SHMT2 عم لعافت
يداحل يئاذغل لي ثمتل ثا بأل يلاثم
تالوفل راسم و ايردنوك و تيمل نوبركل

ديزل فرعا

معلم ال	معلم ال
معلم ال	[KO ققحُم] SHMT2 Rabbit mAb
معلم ال / علم ال / علم ال	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
علم ال	يرش ب
معلم ال (معلم ال) فرع	6472
معلم ال فرع	6472
معلم ال	SHMT2 يرب ال 504 إلى 405 م م يئام ال ماض ال ماض لسلست عم قفاوت يي علم ال ماض ال ماض ال (NP_005403.2).
معلم ال	بنر
معلم ال	معلم ال ماض ال ماض ال
معلم ال	WB، IF/ICC، IF-P، IHC-P، ELISA
معلم ال	معلم ال، راف، يرش ب
SWISS	P34897
معلم ال	معلم ال 56 / معلم ال 55 / معلم ال 53
معلم ال	معلم ال