

دض بنرألل ةلېسننل يداحاً داضم [Ko ةطساوب ققحتل مت] Sirt3 لـ Wb و Elisa - Q9Ntg7

ررضنعل مقرر: CM0002874



ةمدقم

مت SIRT3 دض بنرألل ةلېسننل يداحاً داضم يعانملا بيسررتل تاقيبطتل هنم ققحتل عزان فدهتسي. ELISA و (Western blot) بربغل SIRT3، يرشبل يردنوكوتيملا ليتيسأل ةباجتساو يئاذغل ليتثمتل يف كراشملاو داهإل. Uniprot Q9NTG7.

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	[KO ةطساوب ققحتل مت] SIRT3 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	SIR2L3; T3
عاونلا	ناسن
GeneID (ناسن)	23410
GeneID	23410
دضتسملا	(NP_036371.1) يرشبل SIRT3 نم 300-399 ةنيمالا ضامحال لعاو لسلسلست عم قفاوتي يونس ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةلېسننل يداحاً داضم
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ناسن
SWISS	Q9NTG7
نيتوربال نزو	44kDa
نحشل	جلت سيك