

نم ةليسننلا ةيداحأ ةداضم ماسجأ [KO ةطساوب ققحتلا مت] Smad3 J- Wb, IHC-P, Ip, Chip, Elisa - P84022 دض بنرأ

رصنعلا مقر: CM0002366

ةمدقم

ققحتلا مت بنرأ نم ةليسننلا يداحأ داضم مسج فشكي. Smad3 (P84022) دض KO ةطساوب هنم ل- بسانم. يذجلالو، يرأفل، يرشب ل Smad3 WB، IHC-P، IP، ChIP، و ELISA. ثاحبأل يلاثم. يخننللا ميطننتلاو TGF-beta تاراشإ

ديزملل فرعإ

لماعلملا	ةمقلا
جتنملا مسا	[KO ةطساوب ققحتلا مت] Smad3 Rabbit mAb
راعستم مس/اتاطحال م	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
عاونالا	ناسنإ
ناسنإ) نيجللا فرعم	4088
نيجللا فرعم	4088
دضتسملا	Smad3 (NP_005893.1) يرشب ل Smad3 نم 100-200 ةينمألا ضامألا عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا ةيداحأ ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذج، راف، ناسنإ
SWISS	P84022
نيتوربلا نزو	48kDa
حنشلا	جلت سيك