

Polymab® - P13473 بـ Lamp2 [Ko- ج ق قحتل ا مت]

رصنع ال مقرر: CM0005639



ةمدقم

دض ةدوجل ال يل اع بـ نرأ ةل س ن ال دي ح و داض م مسج
LAMP2 لـ KO. ج ق قحتل ا مت ، يرش بـ ال
ي ذر ج لا و ، يرأ فـ ال ، يرش بـ ال LAMP2 لـ فرع تي
ي ل ا ث م . WB, IF-P, IHC-P, ELISA. لـ بـ س ا ن م
ت ا م و ز و ز ي ل ل ة في ط و و ي ت ا ذ ل م ا ه ت ل ل ا ت ا س ا ر د ل

دي زم ال فرع ا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
ج ت م ال م س ا	[Ko- ج ق قحتل ا مت] PolymAb® بـ Lamp2
ة راع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
ع و ن ال	يرش بـ
م (يرش بـ) ن ج ال فرع م	3920
ي ع ا ن م ال د ص ت س م ال	ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر بـ
ر د ص م ال	بـ نرأ
ة ئ فـ ال	ة ل س ن ال ة د ي ح و ة د ا ص م ال م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P13473
ن ي ت و ر بـ ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 45 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 44
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك