

[Ko] طساوب ققحتل ا مت Smarcc1/Baf155 Pab J- Wb, Ip, Elisa - Q92922

رصنع ال مقرر: CM0029981



ةمدقم

دض بنرأل ا نم لئاسنل ا ددعت م داضم SMARCC1/BAF155، ل WB, IP, ELISA. يرشب ال SMARCC1 لىل فرعتي. لىكشت ةداعإ م جم نم ةيعرف ةدحو (~123kDa) ميظنت في كراشت SWI/SNF ني تامورك ال. بيصع ال روطت لاو خسن ال.

ديزمل الفرع

لم اعم ال	ةمىق ال
جت نم ال م سا	[KO] طساوب ققحتل ا مت SMARCC1/BAF155 pAb
راع ستم مس/ات اطاح ال م	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
عاون ال	ناسن
GeneID (ناسن)	6599
GeneID	6599
دضتسم ال	فلتؤم ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ا ددعت م داضم م اسحأ
قبطط ال	WB, IP, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	ناسن
SWISS	Q92922
ني تورب ال نزو	123kDa
حش ال	جلت سيك