

Lox J- Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج P28300

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0003861

ة م د ق م

ل ي ز ي ل (Lox ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج ل- WB, IHC-P, IP, ELISA. ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل a Lox ع م ل ع ا ف ت ي . ة ل ل خ ل ا ج ر ا خ ة ف و ف ص م ل ا ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م ف ي ل ل ل ا و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل ا م س ا	Lox ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	AAT10; Lox
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	4015
د ض ت م ل ا	(P28300) ي ر ش ب ل a Lox م 318-417 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ن م ض ل س ل س ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ء ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IP, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P28300
ن ي ت و ر ب ل ل ي ء ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 47
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك