

ةل س ن ل ة د د ع ت م ة ب ن ر أ ل ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل (Lum) ن ا ك ي م و ل J- Wb و If/Icc و Elisa - P51884

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0027355

ة م د ق م

ةل س ن ل ة د د ع ت م ة ب ن ر أ ل ة د ا ض م ل م ا س ج ل
و WB ف م ا د خ ت س ل ل ق ث و م (LUM) ن ا ك ي م و ل ل
ع م ي ع و ن ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي . ELISA و IF/ICC
ه أ ش ن م . ذ ر ج ل و ر أ ف ل و ن ا س ن إ ل ن ا ك ي م و ل
ج ر ا خ س ر ط م ل ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . ف ل ت ؤ م د ا ض ت س م
ة ب ن ر ق ل ل و ي و ل خ ل ل .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ةل س ن ل ة د د ع ت م ة ب ن ر أ ل ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل (LUM) ن ا ك ي م و ل
ة ر ا ع ت س م ء ا م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ل) ن ج ل ا ف ر ع م	4060
ن ج ل ا ف ر ع م	4060
ي ع ا ن م ل ا د ا ض ت س م ل ا	ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ا	ةل س ن ل ة د د ع ت م ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل ا
ا ق ي ب ط ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن إ
SWISS	P51884
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 38
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك