

Ly-6A/E (Sca-1) ب نرأ Pab - P05533

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0022513

ة م د ق م

ة د و ج ل ا ي ل ا ع ب ن ر أ ل ا ن م ل ل ئ ا س ن ل ا د د ع ت م د ا ض م
م ت ، ر أ ف ل ا ب ص ا خ ل ا (Ly-6A/E (Sca-1) ف د ه ت س ي
ي ع ا ن م ل ا ب ي س ر ت ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ه ن م ق ق ح ت ل ا
(Western blot) و ELISA. ط ي ش ن ت ل ي ل ا ث م
ة ي ع ذ ج ل ا ي ا ل خ ل ا ث ا ح ب أ و ة ي ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Ly-6A/E (Sca-1) ب ن ر أ pAb
ر ا ع ت س م م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)
ع و ن ل ا	ر أ ف
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	110454
د ص ت س م ل ا	(NP_034868.1). ي ر أ ف ل a Ly6 1-100 م ن ي ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ج ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ل ئ ا س ن ل ا ة د د ع ت م د ا د ص أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ا م ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف
SWISS	P05533
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	14kDa
ج ل ت س ي ك	ن ح ش ل ا