


Mad1/Mad1L1 J- Wb، If/Icc، Elisa - Q9Y6D9

رصاصن عل مقرر: CM0014408



ةمدقم

ةدوجل ال يل اع بنرأل نم ةللسنل ددعت م داضم نم ققحتل م ت (MAD1L1) يرشب ال MAD1 دض ثاحبأل يل اثم ELISA، IF/ICC، و WB- ل هت حص ةرود ميظنتو لزغم ال عيمجت شيتفت ةطقن ةلخل.

ديزل فرع

لماعل	ةمقل
جتنم ال مس	MAD1/MAD1L1 Rabbit pAb
راعسم مس/اتاطحال م	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
عونل	ناسن (Human)
GeneID (ناسن)	8379
GeneID	8379
دضتسم ال	يرشب ال MAD1L1 نم 360-700 ةينمأل اضا حال عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي بيكرتال داغم يجامدنل نيورب (NP_001013859.1)
ردصم ال	بنرأ (Rabbit)
ةئف	ةللسنل ددعت م داضم (Polyclonal Antibodies)
قبططال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ناسن (Human)
SWISS	Q9Y6D9
نيورب ال نزو	83kDa
نحش ال	جلت سيك (Ice bag)