


و Wb تاقىب طت ل ل Mda5 - ل بى ن ر أ ة لى سن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
Elisa - Q9Byx4 و Ip

CM0009083: رصنع ل مقرر



ةمدقم

MDA5- ل يېنرأ ؤلېسنللا يداأ داضم مسج
ELISA و IP و WB تاقىب طتلل (Q9BYX4).
وهو، يرشبل IFIH1 نيتورب نع فشكي
ةيوونللا ضامحلل يمزال بوتيس رعشتسم
ةباجتساللا ثاحبال بسانم. ةيسوري فللا
ةيسوري فللا يودعلاو ةيرطفللا ةيعانملا

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستخلص	MDA5: جلد الخلايا / MDA5: جلد الخلايا
مستخلص	AGS7; Hicd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
نوع	بروتين
نوع النسخ	64135
نوع المستخلص	(NP_071451.2) بروتين IFIH1 في توربو م 205 إلى 1 م من نينيمالاضامحالة عمق فاوتيلسلسلتي على يوتحي ملتؤم جادنداني توربو
نوع المستخلص	بروتين
نوع	الخلايا المستخلصة من الخلايا
نوع	WB, IP, ELISA
نوع	بروتين
نوع	Q9BYX4
نوع	نوتولاد وليك 117 / نوتولاد وليك 25
نوع	جلتسيك