

Mek3 Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46734

رخصنعالا مقرر: CM0025852

ةمدقم

MEK3 نم ةدوجلا يلاع لانولكيلوب داضم مسج WB, IHC-P, IF/ICC, و ELISA. يرشبل MEK3 عم لعافت ي، ثاجبأل يلاثم (MAP2K3) يذرجلاو، يرأفلا MAPK. راسمو داهجإلا تاراشإ

ديزملل فرعإ

لمااعمال	ةمقلا
جتنملا مسا	MEK3 Rabbit pAb
راعنسم مس/اتاطحالما	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
عاونالا	ناسنإ
نيجلا فرعم (ناسنإ)	5606
نيجلا فرعم	5606
دضتسملا	(NP_659731.1) يرشبل MEK3 نم 1-70 ةنيماألا ضامأالا عم قفاوتي لسلسلت ىلع يوتحي بيكرتلا داعم يجامدنا نيورتوب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةيلانولكيلوب ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ذرج، راف، ناسنإ
SWISS	P46734
نيورتوبلا نزو	39kDa
نحشلا	جلت سيك