


Monomethyl- (Polyclonal) تادضتسم ل ددعت م بنراً داضم Histone H3-K36 (Q16695 / P68431) J- Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq رصنع ل مقرر: CM0000316



ةمدقم

Monomethyl- Histone H3-K36 تادضتسم ل ددعت م بنراً داضم تاقىبطل هنم ققحتل م WB, IF/ICC, ELISA, و CHIP-seq. عم لعافتى نم عقوتم عساو قاطنو، ذرجل، رأف، ناسنإل فى ةلثىمل ةىداحأ فشكى. ىرخأل عاونأل ةمالع هو، H3 نوتسهل نم 36 نىسل عقوم نىتاموركال مېظنت فى ةسىئر ةىنچ قوف

دىزم ل فرعا

ل ماع ل	ةمق ل
ج ن م ل م س ا	MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
ة راع تسم ءام س ا ت اط ا ح ا ل م	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
ع ا و ن ا ل ا	ناسنإ
م (ناسنإ) نىج ل فرعم	H3
نىج ل فرعم	8290/8350
دضتسم ل	ىرشب ل H3 نوتسهل ل K36 عقوم لوح لىثىمل ةىداحأ ىعانطصا دىت ب (NP_003520.1)
ردص ل	بنراً
ةف ل	لىثىمل ل ةداضم ماسحأ
قىبطل ل	WB, IF/ICC, ELISA, CHIP-seq
عطاقت ل لعافت ل	عقوتم عساو قاطنو، ىرخأ، ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q16695/P68431
نىتورب ل نزو	15kDa
نحش ل	جلت سىك