


Monomethyl-Histone H3-K36 بئرأة لسننلإ يدأحأ داضم مسج (Q16695/P68431) Wb و Db و Ip و Elisa و Chip تاي نقتل

رصنع ل مقرر: CM0000361



ةمدقم

Monomethyl-Histone H3-K36 بئرأة لسننلإ يدأحأ داضم مسج (SWISS: Q16695/P68431) نم ققحتل مت . تانيجب وأل ملع ثاحبأل و ELISA و IP و DB و WB تاي نقت يف هتجالص هنزو . ذرلأو رأفلأو ناسنلإ عم لعافت ي؛ CHIP؛ س ي ف نحشؤو ، نوتلأولي ك 15 ئيئجل.

ديزم ل فرعا

هم ل عمل	هم ي ل
جت نم ل مسا	MonoMethyl-Histone H3-K36 بئرأة لسننلإ يدأحأ داضم مسج
راعتسم مسا / تاطحال م	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
عون ل	ناسن
ناسنل (ل ج ل ف ر ع م)	8290/8350
ن ج ل ف ر ع م	8290/8350
يعانم ل دصتسم ل	يرشب ل H3 نوتسيه نم K36 عقوم ل لوح ليثيمل يدأحأ يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب (NP_003520.1).
ردصم ل	بئرأ
ةف ل	ةليثيمل ةداضم ل ماسج أ ل
ق ي ط ت ل	WB, DB, IP, ELISA, ChIP
لدابت ل لعافت ل	(عقوم عساو قاطن) ىرأ عاونأ ، ذرأ ، رأف ، ناسن
SWISS	Q16695/P68431
نيتورب ل نزو	نوتلأولي ك 15
نحش ل	جلت سيك