


Monomethyl- Histone H3-K4 (Q16695/P68431) جـ Wb و Chip و If/Icc ثاحبالاو ةنيجالل

رصنعال مقرر: CM0000385



ةمدقم

بنرألا نم ةليسننلا يداحأ داضملا مسجل اذه يداحأ 4 نيسيال يلغ ددحم لكشب فرعتي H3 (SWISS Q16695/P68431). جـ WB لـ هتخص نم ققحتلا مت. لـ IF/ICC و IHC-P و DB و ChIP و ELISA. لغافت، ذرجل، رأفل، ناسنإل: عساو لدابت مملع تاساردل يلاثم. جمقل، زرأ، Arabidopsis، نيتاموركلاو ةنيجالل ةثارول.

ديزمل فرعا

لماعمل	ةميقل
جتنملا مسا	MonoMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
راعسملال/سالاطحال	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
عاونألا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	8290/8350
GeneID	8290/8350
دصتسمل	H3 (NP_003520.1) يرشبل نوتسهلل K4 ـب ةطرحملا اياقبلال عم قفاوتي يعانطصا ليثيمل يداحأ ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليثي مةداضم ماسجأ
قبيطتل	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
عطاقتل لغافتلا	(عقوت عساو قاطن) ىرخأ، جمقل، زرأ، Arabidopsis، ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلال نرو	16 kDa
نحشلا	جلت سيك