


يـداحـاً H3 نـوتـسـهـلـا دـض ةـلـيـسـنـلـا ةـدـدـعـتـم بـنـرأ ةـدـاـضـم مـاـسـجـاً لـ ةـدـمـتـعـم — 4 نـيـسـيـالـلـا يـف لـيـثـيـمـلـا (Q16695/P68431) Wb، Ihc-P، Chip و دـيـزـمـلـا

رـصـنـعـالـ مـقـر: CM0000364



ةـمـدـقـم

دـدـحـم ةـلـيـسـنـلـا دـدـعـتـم بـنـرأ دـاـضـم مـسـج
4 نـيـسـيـالـلـا يـف لـيـثـيـمـلـا يـداحـاً H3 نـوتـسـهـلـل
(H3K4me1). لـ دـمـتـعـم WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA،
ChIP، و ChIP-seq. هـلـعـاـفـت عـقـوتـم
يـرـخـأ لـا و نـأ لـا و ذـرـجـلـا و رـأ فـلـا و نـا سـنـلـا

دـيـزـمـلـا فـرـعـا

رأي عم الم	ةـمـيـقـلـا
جـتـنـمـالـ مـسـا	4 نـيـسـيـالـلـا يـف لـيـثـيـمـلـا يـداحـاً H3 نـوتـسـهـلـل دـض ةـلـيـسـنـلـا ةـدـدـعـتـم بـنـرأ ةـدـاـضـم مـاـسـجـاً
يـرـخـأ ءـاـمـسـأـتـاـطـحـالـم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
عـونـلـا	نـا سـنـلـا
مـ (نـا سـنـلـا) فـرـعـم	H3
نـيـجـالـ فـرـعـم	8290/8350
يـعـانـمـالـ دـضـتـمـالـ	يـعـانـطـصـا دـيـتـبـب
رـدـصـمـالـ	بـنـرأ
ةـفـلـا	هـلـيـثـم ةـدـاـضـم مـاـسـجـاً
قـيـبـطـلـا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA، ChIP، ChIP-seq
يـلـدـاـبـتـلـا لـعـاـفـتـالـ	(عـقـوتـم عـسـا و قـاـطـن) يـرـخـأ، ذـرـج، رـأ ف، نـا سـنـلـا
SWISS	Q16695/P68431
نـيـتـوـرـبـلـلـا يـئـيـزـجـالـ نـزـولـا	نـوتـلـا دـ و لـيـك 15
نـحـشـالـ	جـلـتـ سـيـك