


H3-K79 نوتسيهال دض بنرألل ةلّيسنل ددعت م داض م مسج Chip وIhc و Wb تاقيبطتل (Q16695/P68431) ليثيمال يداح CM0000345: رصنعل مقرر



ةمدقم

فدهتسي بنرألل ةلّيسنل ددعت م داض م مسج نيسيالل دنغ ليثيمال يداح H3 نوتسيهال هتحص نم ققحتل مت 79 (K79me1)، WB وIHC-P وIF/ICC وELISA وChIP وChIP-seq. رآفال و ناسنإل تانيع عم لعافت ي ذرغالو.

ديزمال فرع

ةمدعلال	ةمقلال
جتنمالمسا	ليثيمال يداح H3-K79 نوتسيهال دض بنرألل ةلّيسنل ددعت م داض م مسج
راعستم مس/اتاطحال م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K79
عاونال	ناسنإل
ناسنإل (ناسنإل) فرع م	H3
نيجال فرع م	8290/8350
دضتسمال	H3 (NP_003520.1) يرشبال نوتسيهال نم K79 عقومال لوح ليثيمال يداح يعانطصا ديتب
ردصمال	بنرأ
ةفلا	ةليثيم ةداض ماسجأ
قيبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
لدابتمال لعافتال	(عقوم عساو قاطن) يرخأ، ذرغال، رآفال، ناسنإل
SWISS	Q16695/P68431
نيوربال نزو	نوتلاد وليك 15
حشلال	جلتسيك