


J- Monomethyl-Histone (Pab) تادضتسم ل ددعت م بنرأ داضم H3-K9 (Q16695/P68431) J- Wb, Chip-Seq, Elisa

مصنوع في مصر: CM0000375



مقدم

صاخ بنرأل نم تادضتسم ل ددعت م داضم
9 نيسي ل دنع ل يثيم ل يداح H3 نوتسي هلاب
(H3K9me1). WB, Chip-seq, IHC, J- بسانم
ELISA. يرش ب ل عم بل اصتم لكش ب لعافت ي.
داوم ل او قل ختل ثوح ب ل ي ل اثم. ذج ل، رأف ل
(IVD). ع قوم ل ي ف ي رب تخم ل صي خشت ل ل ماخل

ديزم ل فرع

لماع ل	همي ل
جتنم ل مسا	MonoMethyl-Histone H3-K9 Rabbit pAb
عراعتسم ءامس/اتطاح ل م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
عون ل	ناسن
نيج ل فرع م	H3
نيج ل فرع م	8290/8350
دضتسم ل	(NP_003520.1) يرش ب ل H3 نوتسي هلاب K9 ل و ل يثيم ل يداح يغانص ديتبب. يغانص ديتبب
ردص ل	بنرأ
ةف ل	ةليثيم ةداضم ماسج
ل ي ط ل	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
بل اصتم ل لعافت ل	(عقوت م عساو قاطن) رخ، ذج، رأف، ناسن
SWISS	Q16695/P68431
نيتورب ل نزو	15 kDa
نحش ل	جلت سيك