


Monomethyl-بنرألل ةلئسنل ةدئحو ةداضم الماسجأل Histone H3-K9 (Q16695/P68431) — ةلئسنل ةدأء ةداضم مسج — بقاعتم الم قلختم الم ءاأ

رصننل مقرر: CM0000319



ةمدقم

بنرألل ةلئسنل ةدئحو ةداضم الماسجأل
MonoMethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431)
ةلئاع ةلئسنل ةدأء ةداضم الماسجأل ه
DB و WB ف H3K9me1 نع فشك لل صصخت الم
ناسنإل عم لعافتت. ELISA و IF/ICC و IHC-P و
ةلئاثم. ةعقوتم الم ىرأل عاونأل و ذرأل و رأف الم
نئامورك لل و بقاعتم الم قلختم الم ءاأ.

دئزل فرعا

رأعم الم	همق الم
جتم الم مسا	MonoMethyl-Histone H3-K9 بنرألل ةلئسنل ةدئحو ةداضم الماسجأل
ىرأ ءامسأ/أطاح الم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
ئال ئاك الم	ناسنإل
نئال الم (ناسنإل) فرعم	8290/8350
نئال الم فرعم	8290/8350
عانم الم دصتم الم	(NP_003520.1) ىرشب الم H3 نوتسئ ه نم K9 لوعانطصا ةلئم الم ةدأء ةلئبب إعانطصا دئبب.
ردص الم	بنرأل
ةف الم	ةلئم الم ةداضم الماسجأل
قئب ط الم	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ئل دابتم لعافت الم	(عقوتم عساو قاطن) ىرأ، ذرأل، رأف الم، ناسنإل
SWISS	Q16695/P68431
نئورب الم نزو	نوتلاد و لك 15
نشل الم	ج لئ سئك