


ي داحأ H3-K9 نوتسيه دض يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج و Chip و Ihc و Wb تاقيبطتلل (Q16695/P68431) ليثيمل Elisa

رصنعل مقرر: CM0000379



ةمدقم

فشكي يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج
H3.1 نوتسيه ل ليثيمل ي داحأ 9 نيسي
نم ققحتل مت (P68431) و H3.1t (Q16695).
و DB و IHC-P و WB تاقيبطتلل هتجالص
ناسنإل عم لعافت. و ELISA و CHIP و IF/ICC
قاطن عم هلعافت عقوتمل نمو، ذجلأو رأفلأو
ةثارول ملع ثاحبأل يلاثم. عاونأل نمو عساو
ةينيجالل.

ديزمل فرعا

ةمدعمل	ةمقلا
جتنمل مسا	ليثيمل ي داحأ H3-K9 نوتسيه دض يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K9
عونلا	يرشب
ناسنإل (ل) نجل فرعم	8290/8350
نجل فرعم	8290/8350
يعانم دضتسملا	(P68431) يرشبل H3 نوتسيه ل 9 عقوملا لوح ليثيمل ي داحأ يعانطصا ديتبب - يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليثي م داضم ماسجأ
تاقيبطتلل	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
عطاقتم لعافتلا	(عساو قاطن عقوتمل نمو) يرخأ عاونأل، ذجل، رأف، ناسنإ
SWISS تاناي بةدعاق	Q16695/P68431
نيتوربلل نزو	16 نوتلاد وليك
حشلا	جلت سيك