


J- Monomethyl-Histone H3-R2 (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

رقم المنتج: CM0000265



مقدم

صاخ بنرأل نم ةليسنل ددعت داضم
ني نيجرأل دنع ليثيم ال يداحأ H3 نوتسيهلاب
لعافت عم WB, IF/ICC, ELISA لـ بسانم 2.
(ذرج، رأف، يرش ب) عاونألل عساو بلاصت
ةينيجالل ةثارول ثا بأل يلاثم
ني تامورك الل تاكي ماني دو.

ديزم الفرع

لماعلم	هميقي
جتنم الم س	MonoMethyl-Histone H3-R2 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتطاحالم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R2
عونل	ناسن
ميجال فرعم (يرش ب)	H3
ميجال فرعم	8290/8350
دضتسم	يرش ب ال H3 نوتسيه ل R2 لوح ليثيم ال يداحأ يعانطصا ديتب (NP_003520.1).
ردصم	بنرأ
ةفلا	ليثيم لل ةداضم ماسحأ
قبيطتل	WB, IF/ICC, ELISA
بلاصتالم لعافت	(عقوت عساو قاطن) رخ، ذرج، رأف، ناسن
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربال نزو	15 kDa
نحشال	جلت سيك