


J- Monomethyl-Histone H3- R26 - Q16695/P68431 J- Wb, If/Icc, Elisa

رخصن عل مقرر: CM0000389



ةمدقم

فرعتي بنرأل نم تاخسننسملا ددعتم داضم
ليثيملا يداحأ H3 نوتسهلا ىلع ددحم لكشب
م ت (Q16695/P68431) 26 نينيچرأل دنع
WB, IF/ICC, ELISA. ل- هتحص نم ققحتلا
عقوتملا نمو، ذرل، رأفل، ناسنإل عم لعافتي
عاونأل نم عساو قاطن عم لعافتي نأ

ديزملا فرع

لماعمل	هميقل
جتنملا مسا	MonoMethyl-Histone H3-R26 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتطاحالم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R26
عونلا	ناسنإل
م (ناسن) نيجلا فرعم	H3
نيجلا فرعم	8290/8350
دضتسملا	ي رشبلا H3 نوتسهلل R26 عقوم لوح ليثيملا يداحأ يغانطصا ديتبب / يعانطصا ديتبب (NP_003520.1)
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ليثيملل ةداضم ماسحأ
قبيطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	عقوتم عساو قاطن) رخآ، ذرل، رأفل، ناسنإل
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلا نزو	15 kDa
نحشلا	جلت سيك